



## Desinfektions-Schaumreiniger Sauer

Saurer, desinfizierender Schaumreiniger

- Entfernt organische und anorganische Verschmutzungen
- mild sauer
- materialschonend
- schaumaktiv

### Produktbeschreibung

**Desinfektions-Schaumreiniger Sauer** ist ein mild saurer Reiniger, der zum Einsatz in Schaum- und Hochdruckgeräten sowie zur Tauch- und manuellen Reinigung geeignet ist. **Desinfektions-Schaumreiniger Sauer** wirkt desinfizierend.

Aggregatzustand		Beige Flüssigkeit	
Dichte		1,3	g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	[1 %ige Lsg. bei 20 °C]	1,7	
Leitwert	[1 %ige Lsg. bei 20 °C]	6,2	mS/cm
M-Wert	[0,1 N NaOH/10 ml 1 %ige Lsg.]	4,5	ml
Titrierfaktor		0,22	Methode 3

### Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, Tenside, biozide Wirkstoffe, Inhibitoren.

### Wirkungsweise

**Desinfektions-Schaumreiniger Sauer** dringt schnell in Ablagerungen ein und löst diese sicher ab, lässt sich leicht abspülen und garantiert belagfreie Oberflächen.

### Wirkung auf Oberflächen

Lösungen von **Desinfektions-Schaumreiniger Sauer** greifen säurebeständige Werkstoffe nicht an (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Kunststoff).

### Anwendungsempfehlung

**Desinfektions-Schaumreiniger Sauer** ist universell anwendbar: Außenreinigung von Tanks und Anlagen im Freien oder in Produktionsräumen; Grundreinigung von Fliesen; Glas, Kacheln; in Sanitär- und Produktionsräumen (Verfugung prüfen!); Reinigung von Alu-Geschirr im Tauchverfahren sowie Entkalkung und Reinigung von verzinkten Anlagen, Kesseln usw. Einsatz in HD-, Schaum- und anderen Sprühgeräten sowie manuell. Produktreste sind durch Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität zu entfernen.

### Anwendungsvorschrift



Bereich	Temperatur	Konzentration in %	Kontaktzeit
Schaumreinigung	20 - 60°C	5 - 10	5 - 20 Min
HD	20 - 60°C	0.2 - 2	2 - 5 Min
Manuell	20 - 60°C	1 - 5	5 - 20 Min
Entkalkung	60 - 70°C	5 - 20	20 - 60 Min
Schinkenformen Im Tauchbad			
Grundreinigung	bis 70°C	5 - 10	Bis 12 Stunden (ohne Nachheizen)
Tägliche Reinigung	bis 60°C	Bis 5	Bis 1 Stunde (ohne Nachheizen)

Gereinigte Oberflächen mit HD-Gerät oder scharfem Wasserstrahl gründlich abspritzen. Durch Nachspülen mit kaltem Wasser werden auch an Tanks streifenfreie Oberflächen erzielt.

## Lagerhinweis

Desinfektions-Schaumreiniger Sauer nicht unter - 12°C lagern.

## Technische Informationen

### Gebindegrößen:

Art.-Nr. 30101 530 12	Kanister	12,5 kg
Art.-Nr. 30101 530 40	Kanister	40 kg
Art.-Nr. 30101 530 55	Fass	250 kg

UBA 3930 0118

GefahrstoffEinstufung: C Ätzend R 34

## Ökologische Bewertung

Enthält Phosphate und Desinfektionsmittel, die Tenside sind biologisch abbaubar.

Ernst GmbH & Co. KG  
Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN  
Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24  
http: [www.ernst-kamen.de](http://www.ernst-kamen.de), E-Mail: [ernst-kamen@t-online.de](mailto:ernst-kamen@t-online.de)

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll nach besten Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.